



Amara nouvelle version – pour permettre un meilleur confort et une meilleure étanchéité

Basé sur **les performances, la simplicité et le design** de l'Amara, notre objectif est de vous offrir ainsi qu'à vos patients cet Amara **nouvelle version**, élaboré pour encore **plus de performance et de simplicité**.


Nouveautés

- 1 Ajustement de la cale frontale**
Une nouvelle glissière à 10 positions permet d'obtenir 25 % de réglage supplémentaire pour les patients
- 2 Simplification de la gamme**
Introduction d'une coque plus petite pour permettre de réduire le nombre de références et apporter un meilleur niveau de confort et d'étanchéité aux patients
- 3 Un nouveau packaging**
Fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclables, ce nouveau sac représente un gain de volume, permettant ainsi un stockage plus efficace

PHILIPS
RESPIRONICS


Amara nouvelle version – points forts du produit

25 %
d'ajustement
supplémentaire



Grâce aux deux positions supplémentaires disponibles sur sa glissière, l'Amara assure à vos patients 25 % d'ajustement en plus.

La hauteur réduite de la coque RS de l'Amara a été élaborée pour permettre une meilleure inclinaison (Δ) du masque sur le visage du patient, réduisant ainsi la pression au niveau de l'arête nasale et contribuant à améliorer l'étanchéité au niveau du menton.



Références

Désignation	Tailles	Références
Masque Amara, avec dispositif de fuite		
Masque Amara avec coque RS et harnais de taille réduite	P	1090220
Masque Amara avec coque RS et harnais de taille réduite	S	1090221
Masque Amara avec coque RS et harnais standard	M	1090225
Masque Amara avec coque RS et harnais standard	L	1090228
Masque Amara, sans dispositif de fuite		
Masque Amara SE avec coque RS et harnais de taille réduite	P	1090230
Masque Amara SE avec coque RS et harnais de taille réduite	S	1090231
Masque Amara SE avec coque RS et harnais standard	M	1090235
Masque Amara SE avec coque RS et harnais standard	L	1090236

Respironics et Amara sont des marques commerciales de Respironics, Inc. et de ses filiales. Document à destination des professionnels.

L'Amara est un masque naso-buccal destiné à servir d'interface patient dans le cadre de l'application d'une thérapie PPC ou à deux niveaux de pression dans le cadre d'un traitement contre la défaillance respiratoire, l'insuffisance respiratoire ou l'apnée obstructive du sommeil. Ce dispositif fait l'objet d'un remboursement par les organismes d'assurance maladie : Forfait 5 ou Forfait 6 ou Forfait 9. Ce dispositif médical, de classe IIa, est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE, dont l'évaluation de conformité a été réalisée par TÜV. Ce dispositif est fabriqué par Philips Respironics, 1001 Murry Ridge Lane, Murrysville, PA 15668, USA. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation accompagnant le dispositif, pour toute information relative à son usage préconisé et à son utilisation. Mâj 21 août 2013

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.philips.com/amara



© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Broudy AE 8/30/13 MCI 4105794 PN 1112193