



Des besoins en oxygène comblés

Bouteilles **UltraFill** à 2 000 PSI

Le système de remplissage d'oxygène à domicile UltraFill vous propose, ainsi qu'à vos patients, un large éventail de bouteilles à oxygène. Les 2 000 PSI existent en plusieurs formats, de petit à grand, pour vous permettre de répondre aux divers besoins de vos patients sous oxygénothérapie. En outre, toutes nos bouteilles post valve UltraFill sont compatibles avec la plupart des dispositifs de conservation et régulateurs d'oxygène dotés d'un raccord CGA-870.

PHILIPS

RESPIRONICS

sense **and** simplicity

Bouteilles standards à 2 000 PSI

Les bouteilles M4, M6, M9, MD15 et ME24, que connaissent bien la plupart des patients sous oxygénothérapie, sont des bouteilles à 2 000 PSI de taille conventionnelle. Les bouteilles à 2 000 PSI UltraFill, qui délivrent l'oxygène sous une forme compressée, sont idéales pour les patients sous oxygénothérapie conventionnelle.



Caractéristiques et références

Taille de bouteille	M4	M6	M9	MD15	ME24
Références	1065710	1065711	1065712	1065713	1065714
Pression (PSI)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Hauteur (cm)	32	40	36	51	74
Poids (kg)	1,3	1,4	2,1	2,7	3,9
Temps de remplissage (habituel)	45 min	1 h 5 min	1 h 50 min	3 h 5 min	5 h
Durée*	3 h 50 min	5 h 30 min	9 h 10 min	15 h 25 min	25 h 25 min
Durée (débit continu du 2 lpm)	50 min	1 h 10 min	2 h	3 h 25 min	5 h 35 min

*Durée basée sur l'utilisation d'un dispositif de conservation Bonsai (Chad Therapeutic) réglé sur 2, à une fréquence respiratoire de 20 RPM. Rapport de conservation de 4,5:1.

Pour obtenir la liste complète des bouteilles à oxygène à 2 000 PSI UltraFill, ainsi que leurs caractéristiques, se reporter au manuel d'utilisation UltraFill.

Accessoires

Références	Description
1065697	Chad Therapeutics, Bonsai
1065698	Chad Therapeutics, régulateur de pression pédiatrique 3100
1065699	Chad Therapeutics, régulateur de pression 4800
1065700	Chad Therapeutics, régulateur de pression 3100
1065701	Housse de bouteille, petit format (M9)
1065702	Housse de bouteille, format moyen (M4/M6)
1065703	Housse de bouteille, grand format (MD15)
1065724	Porte-bouteille (MD15/ME24/MD22)
1065696	Tubulure de transfert UltraFill
1065704	Manuel d'utilisation UltraFill



Porte-bouteille
1065724



Dispositif de conservation Bonsai
1065697



Régulateur de pression 4800
1065699



Régulateur de pression 3100
1065700



Housse de bouteille, format moyen
1065702

Respironics, UltraFill, EverFlo et Millennium sont des marques déposées de Respironics, Inc. et ses filiales. Tous droits réservés. Bonsai est une marque déposée de Chad Therapeutics.



©2010 Koninklijke Philips Electronics N.V. Tous droits réservés.

Philips Healthcare se réserve le droit de modifier les caractéristiques et de cesser la commercialisation de ses produits à tout moment, sans préavis ni obligation, et ne pourra être tenue responsable des conséquences de l'utilisation de cette publication.

ATTENTION : conformément à la législation fédérale des États-Unis, ces dispositifs ne peuvent être vendus que par un médecin ou sur prescription médicale.

Broudy WMB 5/28/10 MCI 4103386

Philips Healthcare appartient à Royal Philips Electronics

Respironics Asie-Pacifique
+65 6882 5282
Respironics Australie
+61 (2) 9666 4444
Respironics Europe, Moyen-Orient, Afrique
+33 1 47 52 30 00
Respironics Royaume-Uni
+44 800 1300 845

www.philips.com/respironics

Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668

Service Clients
+1 724 387 4000
800 345 6443 (toll free)
www.philips.com/respironics