

Chaque unité est livrée avec :

- Canule nasale
- Batterie unique
- Chargeur pour la maison
- Chargeur CC pour la voiture
- Sac de transport avec rembourrage sangle réglable

Accessoires optionnels :

- Double batterie : jusqu'à 12,75 heures d'autonomie
Modèle n° 1400-3010-16
- Chargeur de batterie de bureau
Modèle n° 1400-3030
- Sac à dos
Modèle n° 1170-3420
- Panier personnalisé
Modèle n° 1400-3040

Le nouveau OxyGo NEXT®
Il continue de produire, pour
que vous puissiez continuer
d'avancer.

Obtenir votre OxyGo NEXT® est facile.

Contactez simplement votre
fournisseur :

Présentation de la
PROCHAINE génération

OxyGo NEXT®



Connectez-vous avec
nous



oxygo.ca

Keep Going.sm

12+

Batterie
d'une heure !*

Respirez facilement. Vivez pleinement.

OxyGo NEXT®

Le NOUVEAU OxyGo NEXT®
est conçu pour suivre votre
vie, et non pour la ralentir.

Avec six réglages intelligents de débit pulsé et des options de batterie étendues, le nouvel OxyGo NEXT offre une oxygénothérapie puissante dans un format compact et léger. Silencieux, fiable et facile à utiliser, il vous offre la liberté de bouger, de rester connecté et de continuer à avancer.

Les concentrateurs d'oxygène portables OxyGo® sont des dispositifs médicaux légers qui produisent de l'oxygène médical prescrit par un médecin à partir de l'air ambiant.

L'oxygène médical prescrit provient de l'air ambiant. Plus besoin de vous soucier de manquer d'oxygène ou de transporter de lourdes bouteilles.

- Commandes simples, affichage numérique lumineux
- Piles et composants remplaçables par l'utilisateur
- Conçu pour une utilisation 24h/24 et 7j/7, à la maison ou à l'extérieur
- Conforme aux critères d'acceptation de la FAA pour une utilisation à bord des avions
- Connectivité Bluetooth en option

(États-Unis et Canada)

Modèle n° 1400-3000NG

EN SAVOIR PLUS oxygo.ca

Taille, Poids	Avec une seule batterie : (L) 7,18" x (l) 3,27" x (H) 8,14" 4,8 lb / 2,2 kg. Avec double batterie : (L) 7,18" x (l) 3,27" x (H) 9,02" 5,8 lb / 2,6 kg.
Débit d'oxygène	Paramètres de dose d'impulsion : 1 (210 ml/min) 2 (420 ml/min) 3 (630 ml/min) 4 (840 ml/min) 5 (1 050 ml/min) 6 (1 260 ml/min)
Alimentation	Alimentation CA : 100-240 V, 50-60 Hz (détection automatique pour une utilisation dans le monde entier) Alimentation CC : Compatible voiture / bateau / camping-car
Temps de recharge	Batterie unique : Jusqu'à 3 heures Double batterie : jusqu'à 4 heures
Durée de vie de la batterie	Batterie simple : jusqu'à 6,5 heures Double batterie : Jusqu'à 12,75 heures*
Bruit	39 dBa (au réglage 1) Plus silencieux qu'une bibliothèque !
Garantie	Garantie de 5 ans Consultez la déclaration de garantie OxyGo pour plus de détails.

* Double batterie au réglage de débit 1